別紙２

設定使用期限経過品　使用前チェックリスト

施設・部署：　　確認日：　年　月　日　確認者：　　品目：

【重要】本品は**設定使用期限経過品**（※）です。医療用途、患者等への直接使用、感染防護目的の業務及び血液・体液を扱う業務には使用できません。訓練・研修又は非医療・低リスク用途に限り、使用前に状態を確認して使用してください。

※「**設定使用期限経過品**」とは、都が購入時に「少なくとも令和８年３月末までの期間いつでも使用することができる素材・形状のもの」として購入した物品であり、メーカー設定の使用期限とは異なります。

① 用途の確認		
1	訓練・研修又は法令等で着用が推奨されていない非医療・低リスク用途である。	□適合 □不適合
2	患者等への直接使用、診療・処置、感染防護を目的としていない。	□適合 □不適合
3	血液・体液等を扱う業務、感染リスクのある清掃等ではない。	□適合 □不適合

全て「適合」なら次へ　⇩

② 共通状態の確認		
4	外装に著しい損傷又は汚染がない。	□適合 □不適合
5	生地、縫製、接合部等に破れ、亀裂、穴、ほつれ等がない。	□適合 □不適合
6	ずれ、サイズ不適合、締め付け不足等がなく、使用目的に支障がない。	□適合 □不適合
7	強い臭気、変色、汚染、ゴムだまり、偏肉等がない。	□適合 □不適合
8	べたつき、粉化、硬化等の変質がない。	□適合 □不適合

全て「適合」なら次へ　⇩

③ 品目別の確認（該当品目のみ）		
9	**N９５マスク：**顔への密着、ひも及びノーズクリップ等に異常がない。	□適合 □不適合
10	**プラスチックガウン：**試着時に破れず、ひも、袖口ゴム、ファスナー等に劣化がない。	□適合 □不適合
11	**手袋：**試着時に破れず、伸縮性に異常がない。天然ゴム製はアレルギーにも留意する。	□適合 □不適合

該当項目が全て「適合」なら判定へ　⇩

使用可否判定： □使用可　□使用不可　①～③の全てが「適合」の場合のみ**「訓練・研修又は非医療・低リスク用途に限り使用」できます。**

【別枠】受領後の管理状態の確認　※①～③の使用可否判定とは別に、継続して確認してください。		
A	「都設定使用期限経過品・非医療用途限定」と明示し、医療用在庫と分けて保管している。	□確認済 □未確認
B	受領した品目及び数量を確認し、使用先・使用目的を把握している。	□確認済 □未確認
C	用途制限、使用方法、異常時の使用中止・廃棄を使用者に伝えている。	□確認済 □未確認

参考：職業感染制御研究会「個人防護具適正使用チェックリスト（保管と品質管理）」